



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ "АРМЕД", ООО "НПЦ МТ "АРМЕД" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 31.01.2019 ОГРН: 1135001000617, место нахождения: 143912, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ (ЗАПАДНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА, ВЛАДЕНИЕ 1А, телефон: +7 4951502898

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦУКАРЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

заявляет, что Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» по ТУ 9452-016-13391002-2015, в вариантах исполнения:

1. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-А в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

2. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Б в составе:


- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Рама Балканского – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

3. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Д в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Колесо – 4 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Тракционная рама – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

4. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС104-Н в составе:

- Кровать – 1 шт.
- Спинка головная – 1 шт.
- Спинка ножная – 1 шт.
- Опора с колесами – 2 шт.
- Рама Балканского – 1 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Ограждение боковое – 2 шт.
- Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
- Болт М10х90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
- Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
- Гайка М10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
- Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.



- Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
- Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- 5. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС105-Б в составе:
 - Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Опора с колесами – 2 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ограждение боковое – 2 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
 - Болт М10х90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
 - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
 - Гайка М10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
 - Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
 - Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
 - Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
 - Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- 6. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС105-А в составе:
 - Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Опора с колесами – 2 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
 - Болт М10х90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
 - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
 - Гайка М10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
 - Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
 - Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
 - Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
 - Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- 7. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС106-Д в составе:
 - Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Опора с колесами – 2 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ограждение боковое – 2 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
 - Болт М10х90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
 - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
 - Гайка М10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
 - Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
 - Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
 - Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
 - Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- 8. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС106-Б в составе:
 - Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Колесо – 4 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ограждение боковое – 2 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
 - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
 - Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
 - Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
- Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.

ARMED®
NON PROGREDI, EST REGREDI

9. Кровать медицинская функциональная механическая «Армед» РС112-А в составе:
- Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Опора с колесами – 2 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ограждение боковое – 2 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
 - Болт М10х90 ГОСТ 7805 – 8 шт.
 - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
 - Гайка М10 ГОСТ 5927 – 8 шт.
 - Шайба п 5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
 - Шайба п 10 ГОСТ 11371 – 8 шт.
 - Шайба пружинная 5 ГОСТ 6402 – 2 шт.
 - Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402 – 8 шт.
 - Кровать медицинская функциональная механическая «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.


код ОКПД2: 32.50.50.000, код ТН ВЭД: 9402900000,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9452-016-13391002-2015
Серийный выпуск,

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ "АРМЕД",
место нахождения: 143912, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА,
ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ (ЗАПАДНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА, ВЛАДЕНИЕ 1А.

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 п. 3, 4, ГОСТ 19917-2014, 5.2.5.1, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.19

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата системы менеджмента качества № OCM RU.03-C30-134 от 08.05.2018 до 08.05.2021, выдан органом по сертификации систем менеджмента АО «ВНИИС» ВНИИС-СЕРТ, аттестат аккредитации № RA.RU.13ИС11; Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4320 от 24.06.2016 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) 
схема декларирования: 1д

NON PROGREDI, EST REGREDI

Дата принятия декларации 03.07.2019
Декларация о соответствии действительна до 02.07.2022

М.П.



ЩУКАРЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11АБ69, Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", 195027, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 2, корпус 3, литер А, офис 852, 854

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-РУ.АБ69.В.01957/19
Дата регистрации 03.07.2019



Вагер Галина Андреевна

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации